# Fiche technique

**numéro de série : DEM-26-0001-7**

PROFESSIONNEL

**Établissement de démonstration**
12 rue de l'Exemple 99999 Démoville
04 65 71 00 00

contact@etablissement-demo.example
SIRET : fictif

BÉNÉFICIAIRE

**non nominatif (art. 5.5)**

*correspondance tenue dans le dossier de l'usager*

**Prescripteur :** aucun

## Dispositif

**Poignée de frein rallongée**
*Dispositif médical fabriqué et utilisé au sein de l'établissement (art. 5(5) du règlement (UE) 2017/745)*




**Description :** Rallonge qui se clipse sur la poignée de frein des fauteuils de prêt de l'établissement.

**Fonctionnalités :** Serrer et desserrer le frein d'une main, sans se pencher ; rester en place pendant les transferts ; se monter sur tous les fauteuils de prêt du service.

**Dispositif associé :** Fauteuils roulants de prêt de l'établissement
**Numéro de série du dispositif associé :** /

*Ce dispositif répond aux exigences générales de sécurité et de performances énoncées à l'annexe I du règlement européen UE 2017/745 du 7 avril 2017.*

Démonstration

## Caractéristiques

**Dimensions hors tout :** 135 x 30 x 28 mm
**Poids :** 21 g
**Matériaux :** PETG
**Numéro de bobine :** DEM-PETG-002
**Couleur :** Rouge
**Compatible contact alimentaire :** Non

## Fabrication

**Site de fabrication :** Établissement de démonstration
**Date de fabrication :** 19/08/2026
**Méthode de fabrication :** Impression 3D (dépôt de fil fondu)
**Hauteur de couche :** 0,2 mm
**Épaisseur parois :** 1,6 mm
**Taux de remplissage :** 40 %

## Notice d'utilisation

| CONSEILS D'UTILISATION | MISES EN GARDE |
|---|---|
| Nettoyer à l'eau tiède savonneuse et sécher avant réutilisation. | Ne pas passer au lave-vaisselle ni exposer à une source de chaleur : la pièce se déformerait. |
| Vérifier régulièrement l'état de la pièce (fissures, arêtes, jeu). | En cas de fissure ou de casse, cesser l'utilisation et contacter l'établissement. |
| | Ne pas laisser à la portée de jeunes enfants : risque d'ingestion de petites pièces. |
| | Vérifier le serrage du frein avant chaque transfert. |
| | Si la rallonge glisse, la retirer et prévenir l'atelier. |

**Notes :** Clipser la rallonge jusqu'à entendre le déclic.

## Recyclage

Pièce plastique imprimée en 3D : déposer avec les déchets recyclables selon les consignes locales de tri. Ne pas brûler. L'établissement reprend la pièce en fin de vie.

Établie par Camille Démo, Ergothérapeute — **Établissement de démonstration**

Démonstration